

# COCOPA Vákuumos arctisztító és mitesszer eltávolító készülék - 5 db cserélhető fejjel - Használati utasítás

Használat előtt nyissa meg a pórusait egy meleg vizes törölközővel vagy gőzzel.

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsoló/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a készülék üzembehelyezéséhez.
2. Miután a készülék bekapcsolt, 4 féle mód közül választhat. Olajos, normál, száraz és forró borogatás, a bőrtípusnak megfelelően. Nyomja meg a "Mode" gombot a szívóerő beállításához.
3. Használat után nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
4. Ha a készülék merülőben van egy piros fény és egy akkumulátor jel fog villogni, ilyenkor helyezze a készüléket töltőre.
5. Miután az eszköz feltöltött, a piros fény világít és a zöld fény jelzi, ha a készülék teljesen feltöltött.

## 5 fej:

- Szilikon fej: Puha és nem tesz kárt a bőrben, nem okoz pirosságot vagy duzzanatot, alkalmas az érzékeny bőrűek számára.
- Nagy kerek fej: Mitesszer eltávolító. Tisztítja a pórusokat a mitesszerektől, olajoktól és szennyeződésektől.
- Kis kerek fej: Tisztítja a pórusokat, a szívása gyengébb.
- Ovális fej: Megelőzi a ráncok kialakulását és speciális területekre lett kifejlesztve, például a szemzug, orr és száj környékére.
- Görbe fej: Könnyebb elérhetőséget biztosít.

### *Pórustisztítás:*

1. Használja a nagy kerek fejet
2. Helyezze a készüléket a tisztítandó területre.

Amikor mitesszert távolít el haladjon lassan, ne előre-hátra haladjon, hanem a fentről lefele.

### *Ránctalanítás:*

1. Használj az ovális fejet
2. Használja az orr, száj és szem területein.

### *Tisztítás:*

1. A fejeket tisztítsa meg vízzel, a készüléket törölje át egy nedves ronggyal, a készüléket soha ne tegye vízbe.
2. Ha a termék meghibásodott kérjük ne használja.

### Tippek:

- Ne használja a készüléket sérült bőrön.
- Ne használja egy területen sokáig. (ideális 3~5 másodperc)
- Ha száraz a bőre alkalmazza heti egyszer, ha kombinált alkalmazható heti 2x.
- Maximum 5 percig használja.
- Ne nyomja rá erősen a bőrre.
- Az eszköz használata után a bőrön előfordulhat pirosság, ez normális.
- A kezelés után használjon fényvédőt.
- Ne használjon hámlasztó, radírozó készítményeket a készülék használata után.

