

Intenzív elektromos fényterápia - ránc és bőrfeszítő masszírozó - ES-1081 - Használati útmutató

Használati módok:

- Pozitív és negatív ionok: azt az elvet alkalmazva, hogy az ellentétes töltések vonzzák egymást a pozitív és a negatív ionok között, bioelektromos áramok segítségével vonja ki és tisztítja ki alaposan a szennyeződést a mély pórusokból; a kozmetikai komponensek ionbevittellel behatolnak a bőr mélyébe.
- Rezgés: Feszítse az bőrét, növelje rugalmasságát és fokozza a bőr anyagcseréjét a mechanikai rezgés és feszültségstimuláció segítségével.
- Tediditás: A langyos masszázs elősegíti a felszívódást, nyújtja a bőr textúráját, és teltebbé teszi a bőrt.
- Vörös fény: hatékonyan behatol a mély bőrbe, revitalizálja a kollagént, eltávolítja a sötétebb foltokat és csökkenti a finom ráncokat.
- Kék fény: elősegítheti a kollagén szintézist, megfiatalítja a bőrt, feszesíti a megereszkedett bőrt, finomítja a bőr pórusait és nyilvánvaló javulást eredményez a zsíros bőrön, az érzékeny bőrön és a pattanásos bőrön.
- Zöld fény: javíthatja a sejtek alternatív oxigén felhasználási funkcióját, elősegítheti a bőr mikrokeringését, felgyorsítja a nyirokkeringést, csökkenti az ödémát, és stabilizálja a bőr állapotát.

1. Használat tisztításra:

- 1.1. Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 1 másodpercig, hogy belépjen a „CLEAN” üzemmódba (zöld fény kíséri)
- 1.2. Vigyen fel sminklemosót, vagy más tisztítószer a bőrre (mivel a készülék teste nem vízálló, ezért kérjük ne permetezzen rá közvetlenül vizet)
- 1.3. Húzza végig a műszerfejet az arcon, vagy a nyakon, alulról felfelé.

2. Használat ápolásra:

- 2.1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig az indításhoz, majd nyomja meg ismét a gombot az „EMS ápoló” módba lépéshez (mellékelt piros fényvel)
- 2.2. A napi használatra szánt tonikot, vagy lotionot egyenletesen vigye fel a bőrre
- 2.3. Emelje fel a műszerfejet az arcon vagy a nyakon alulról felfelé.

3. Használat "HOT" módban:

- 3.1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig az indításhoz, majd nyomja meg kétszer, a „HOT” módba lépéshez (kék fény)
- 3.2. Vigyen fel maszkot az arcra vagy a nyakra
- 3.3. Emelje fel a műszerfejet az arcon vagy a nyakon alulról felfelé

Ajánlott használati irányok:

- Húzza végig az állától, az orcáig
- Húzza végig az orcától, a külső szemzugig
- Húzza végig a nyaktól, az állig
- Húzza végig álltól, a maxilláig

Használati kiegészítések:

- Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot több mint 1,5 másodpercig az eszköz bekapcsolásához
- Töltés közben nem használható.
- Ez a termék mikroáram-iontechnológiát alkalmaz, így a látható fényáram érzékelése normális jelenség és biztos lehet benne, hogy így éppen működik.
- Használja együtt sminklemosóval, vagy tisztító smink vízzel, a szennyeződések eltávolításakor.
- Ne használja együtt arctisztítóval, vagy tisztítóolajjal. *
- Először vezesse a mély pórusokban lévő szennyeződést a bőr felszínér, majd távolítsa el csak a felületi szennyeződések az arctisztító használatával

Biztonsági rendelkezések és előírások:

- Általában nem tanácsos arcplasztikai műtéten átesett embereknek, bőr alatti fém implantátummal rendelkezőknek, vagy terhesen.
- A bevezetőfejet törülközővel tisztítsa, ne mossa le vízzel és ne érintse meg fémeket.
- Kérjük, ne helyezze a fürdőszobába vagy más párás helyre, mert rövidzárlatot okozhat.
- Mindegyik mód naponta csak egyszer használható, és három üzemmód közös használata javasolt, egymás után, naponta egyszer.
- Csak az arc és a nyak környékére használható, elkerülve a himlőt, a pattanásokat és a bőrpírt.
- Allergiásoknak maximum heti 1x ajánlott, nem napi használatra.
- Ha a termék karbantartásra szorul, győződjön meg arról, hogy először ki van kapcsolva.

- Kérjük, ne mossa le a készüléket vízzel, használjon nedves papírtörölt, vagy puha rongyot, egy kis szappanos folyadékba mártva.
- A vattakorong rögzítő gyűrűje közvetlenül leöblíthető tiszta vízzel. * Kérjük, ne használjon maró hatású oldatot (alkohol, banánolaj, benzin, körömlakklemosó stb.) a készülék letörléséhez, amik a termék meghibásodásához, vagy az alkatrészek megrepedéséhez, elszíneződéséhez és egyébekhez vezethet.

Termék paraméterek:

Termék név	Intenzív, pulzáló fényterápiás, ránctalanító készülék
Termék modell	ES-1081
Töltési áram	5V~1A
Névleges teljesítmény	2.5W
Akkumulátor név	602535
Akkumulátor paraméterek	3.7V/500mAh
Töltési idő	kb. 2 óra
Termék méret	89*47*120MM
Működés	4 perc elteltével készenléti üzemmódba lép, és, ha továbbra sem használják, automatikusan 1 perc üzemszünet után kikapcsol.