

IPL tartós szőrtelenítő - 881

Használati útmutató

- Ez a használati útmutató segítséget nyújt a szőrtelenítő készülék helyes használatához.
- A fenntartható fejlődést szem előtt tartva időről időre fejlesztjük termékeinket. Ezért előfordulhat, hogy a funkciókban, a kezelőfelületben vagy a megjelenésben változtatás történik, előzetes értesítés nélkül.
- Előfordulhat, hogy a termék frissítése miatt a leírás és a tényleges termék között kisebb eltérés van. Ilyen esetben kérjük, a tényleges terméket vegye alapul.
- Kérjük, a készüléket a helyes használati lépéseknek és a megfelelő beállításoknak megfelelően használja.

Termékleírás

1) A csomag tartalma: készülék x 1, szemüveg x 1, adapter x 1, használati útmutató x 1



készülék x 1



szemüveg x 1



adapter x 1



használati útmutató x 1

2) Modell szám: GR216B

4) Termék adatok

- Teljesítmény: 36W;
- Feszültség: DC12V;
- Üzemi páratartalom:
25%-75%

5) Készülék felépítése

3) Funkció: szőrtelenítő

- Tárolási hőmérséklet
0°C-55°C; 30°F-130°F
- Üzemi hőmérséklet
0°C-35°C; 30°F-95°F



Villanófény gomb
Tartsa lenyomva 6
másodpercig, hogy
aktiválja az
Automata módot

Használattal kapcsolatos figyelmeztetések

- 16 éves kor alatt a készülék használata nem ajánlott. Ebben a korcsoportban a használat hatásai nem ismertek.
- Ne használja a készüléket, ha a kezelni kívánt bőrfelület napbarnított vagy leégett. A készülék használata ilyen bőrön átmeneti vagy akár tartós bőrvilágosodást, illetve -sötétedést is okozhat.
- Ne használja a készüléket terhesség, gyermekvállalás tervezése vagy szoptatás alatt. Ezekben az időszakokban bekövetkező hormonális változások fokozhatják a bőrsérülés vagy a bőrérzékenység kockázatát.
- Ne használja a készüléket, ha epilepsziában, fény által kiváltott rohamokban vagy migrénben szenved. A villanófények erős fejfájást vagy migrént idézhetnek elő.
- A készüléket ne használja tetoválásokon, valamint sötétbarna vagy fekete bőrelváltozásokon (például sötét szeplőkön, anyajegyeken vagy szemölcsökön). Ezek a területek túl sok fényenergiát nyelhetnek el, ami bőrduzzanatot, hólyagképződést vagy a bőr átmeneti, esetleg tartós elszíneződését okozhatja.
- Ne használja a készüléket a szem, a fül, a nyak, a mellbimbók vagy az intim területek környékén. Az ilyen érzékeny testfelületeken a használat bőrduzzanatot, hólyagképződést, illetve a bőr átmeneti elszíneződését vagy kivilágosodását okozhatja.

- Ne használja a készüléket, ha a kezelni kívánt bőrfelületen aktív bőrprobléma áll fenn, például akne, sebek, pikkelysömör, ekcéma, égési sérülés, herpesz, nyílt seb vagy kiütés. Ezek az állapotok érzékenyebbé tehetik a bőrt a fénykezelésre, ami kellemetlenséget, duzzanatot, hólyagképződést vagy fertőzést okozhat. Ha a bőrállapota már javult annyira, hogy a készülék használata szóba jöhet, kérjük, konzultáljon kezelőorvosával.
- Ne használja a készüléket, ha keloidos hegképződésre hajlamos, fényérzékenysége ismert, vagy olyan gyógyszert szed, amely fokozza a bőr fényérzékenységét. Ilyen gyógyszerek lehetnek például a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (pl. aszpirin, ibuprofen, paracetamol), tetraciklinek, fenotiazinok, tiazid típusú vízhajtók, szulfonilureák, szulfonamidok, DTIC, fluorouracil, vinblasztin, grizeofulvin, alfa-hidroxisavak (AHA), béta-hidroxisavak (BHA), Retin-A, Accutane és/vagy egyéb helyileg alkalmazott retinoidok.
- Ne használja a készüléket, ha fényérzékenységgel összefüggő betegsége van, például porfíria, polimorf fénykiütés, napfény okozta csalánkiütés, lupus vagy hasonló állapotok. Ezek a betegségek fokozott bőrérzékenységet okozhatnak, ami kellemetlenséget, duzzanatot, hólyagképződést vagy akár fertőzést is előidézhet a fénykezelés során.

Használati figyelmeztetések

- A művelet során viseljen védőszemüveget. Ne nézzon közvetlenül a fényvillanásra, és ne irányítsa a fényt a szemeire.
- A művelet előtt kérjük, tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet. Ne alkalmazzon semmilyen kozmetikumot, mivel ez károsíthatja a készüléket és befolyásolhatja az eredményt.
- Állítsa be az energiaszintet alacsonyról magasabbra. A biztonságos használat mellett minél magasabb az energiaszint, annál jobb lesz az eredmény. Kezelés után a bőrpír normális, ilyenkor javasolt jeges borogatást alkalmazni.
- A kezelés után használjon hidratáló krémet és fényvédőt.
- Kezelés után javasolt tiszta növényi alapú hidratáló és regeneráló kozmetikumok alkalmazása.

- Kérjük, ne érje folyadék a készüléket és tartozékait, és ne tárolja őket nedves környezetben.
- Kérjük, tárolja a készüléket jól szellőző, száraz helyen, és tartsa távol gyermekektől.
- Kérjük, ne helyezzen fém tárgyat a hőelvezető nyílásba, mivel az áramütés veszélyével járhat.
- Ha a készülék víz éri, kérjük, küldje vissza a gyárba vizsgálatra, hogy megállapíthassák, javítható-e. Ha a készülék áram alatt van, amikor víz éri, kérjük, kapcsolja ki, mielőtt hozzáérne a készülékhez a saját biztonsága érdekében.
- Kérjük, ne próbálja meg saját magának szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- Ha a készülék nem működik rendeltetésének megfelelően, kérjük, küldje vissza a tartozékaival együtt a gyártónak, ahol szakképzett karbantartók átvizsgálják és elvégzik a szükséges javításokat.

Használati lépések

A. Készülék működése és állapota

1. Használjon nedves ruhát vagy vattapamacsot a kezelőablak tisztításához.
2. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez.
3. Csatlakoztassa az adaptert a konnektorba.
4. A készülék bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a "bekapcsoló gombot" 2 másodpercig. A készülék működésbe lépésével a ventilátor is elindul.
5. A "bekapcsoló gomb" rövid megnyomásával állítható az energiaszint. Az 1-es szinttől egészen az 5-ösig növelhető a kezelés erőssége.
6. A „villanófény gomb” hosszan, legalább 6 másodpercig történő nyomva tartásával aktiválható az automatikus üzemmód. Ebben az üzemmódban, ha a kezelőablak teljesen érintkezik a bőrrel, a készülék automatikusan villan. A gomb újbóli megnyomásával visszaváltható kézi villanás módra.
7. A készüléket helyesen úgy kell használni, hogy a kezelőablak merőlegesen érintkezzen a bőrfelülettel. (Ahogyan az alábbi ábra is mutatja.)
8. A készülék automatikusan kikapcsol, ha öt percig nem történik vele semmilyen művelet.



Helyezze a készüléket 90°-os szögben a bőrre, és ügyeljen arra, hogy a villanóablak teljes felülete érintkezzen a bőrrel. A készülék nem biztos, hogy működik, ha nem pontosan 90°-os szögben helyezi rá.

B. Alkalmazás

- Szőrszálakra az ajkakon, a hónaljon, a testen és a lábakon, valamint olyan területeken, amelyek befolyásolják a megjelenést – például a homlokszél mentén vagy a bikinivonalon.
- A hatás bőrszíntől függően változhat. Nem alkalmas fehér vagy világos színű szőrszálakra, illetve sötétbarna vagy fekete bőrre.

Bőr- és szőrszín összehasonlító táblázat

Szőrszín Bőrszín	Fekete	Sötét barna	Barna	Arany sárga	Vörös	Fehér	Szürke
Fehér	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Elefánt-csont	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Bézs	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Világos barna	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Barna	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Sötét barna/fekete	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Alkalmazható ✗ Nem alkalmazható

C. Működési lépések

1. lépés: Tisztítsd meg a bőrt, és borotvárd le a kezelni kívánt területet. (Ajánlott a szőrtelenítést a kezelés előtt körülbelül 2 órával elvégezni.)
2. lépés: Tisztítsd meg a bőrt, és borotvárd le a kezelni kívánt területet. (Ajánlott a szőrtelenítést a kezelés előtt körülbelül 2 órával elvégezni.)
3. lépés: Tartsd lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a készülék elindításához.
4. lépés: Viseld a szemüveget, hogy elkerüld az IPL fény szemre gyakorolt hatását.
5. lépés: Hagyja, hogy a kezelőablak függőlegesen érintkezzen a kezelt területtel. Minden egyes fordulóval változtassa meg a lámpa pozícióját. Ne hagyjon ki és ne fedjen át semmilyen területet. Haladjon végig az összes szőrtelenítendő területen sorrendben.
6. lépés: Ismétlje meg az 5. lépést, és kezdje előlről a kiinduló pozícióból. Az egész területen összesen körülbelül 3-4 alkalommal végezze el a műveletet.
7. lépés: A kezelés után 15 percig használhat jeget, vagy alkalmazhat hidratáló és hűsítő bőrápoló készítményt.
8. lépés: Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az adaptert. Használjon nedves ruhát vagy vattapamacsot a lámpa kezelőablakának tisztításához. Helyezze vissza a készüléket és a tartozékokat a csomagolásba, és tárolja biztonságos helyen.

Megjegyzések

1. A kezelés után enyhe bőrpír előfordulása normális jelenség.
2. 24 órán belül kerülje a napfényt és az ultraibolya sugárzást a kezelés után.
3. Minden kezelés után használjon vattapálcát a tisztításhoz.

A készülék használatának menete



1.lépés



2.lépés



3.lépés



4.lépés



5.lépés



6.lépés