

Dental Guards - használati útmutató

Anyag: Élelmiszer-minőségű EVA, BPA-mentes

Használat

1. Kérjük, merítse a foglenyomat tálcát 70–80 °C-os forró vízbe. Olyan mélységű vizet használjon, hogy a tálca teljesen elmerülhessen, miközben a fogantyú a víz felszíne felett marad. Körülbelül 15 másodperc után vegye ki – ekkor már puha lesz.
2. Kérjük, helyezze gyorsan az ínyre a fogvédőt, miután kivette a vízből, és szívja ki a vizet és a levegőt az íny és a tálca közül. Ujjaival nyomja rá a szájra és a fogakra, hogy szorosan illeszkedjen; közben a nyelvvel nyomja a tálca belső részét.
3. 5 másodperc után vegye ki, majd tisztítsa meg hideg vízben.
4. Vágja le az anyag felesleges széleit ollóval, és vágja le a fogantyú végét is.

Útmutatás

1. Átlátszóság. A formázott foglenyomat tálcák nagyon átlátszóak, és különösen alkalmasak fogfehérítő termékekkel való használatra.
2. Jó hőre lágyuló tulajdonság. A hasonló termékekhez képest ennek a foglenyomat tálcának a termoplasztikus előnye kifejezetten jelentős, különösen családi használatra. Az ínyvonal is jól látható.
3. Újraformázható típus. Ha elsőre nem sikerül megfelelően használni, a termék 70–80 °C-os forró vízben újraformázható bármilyen károsodás nélkül.

Megjegyzés: Ne tegye a tálcát hosszú ideig forró vízbe.

Ajánlott használati idő: 6 hónap