

IPL JDK-1000-WHITE Használati útmutató

Termékfunkciók bemutatása

Bekapcsolás

Miután csatlakoztattad az eszközt az áramforráshoz, a bekapcsolásjelző világítani fog.

Hosszan nyomd meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz.

A képernyőn megjelenik az üdvözlő képernyő, majd a készülék automatikusan a legutóbb használt energiaszintre kapcsol.

Használat közben a képernyőn a következő információk jelennek meg:

- 1-5 szám: energiaszint (1-5) – bőrtípushoz választható
- 1-3 szám: hűtési fokozat kijelzése – szőrtelenítéshez
- „Ice” ikon: hűtés aktiválva

Kikapcsolás

Hosszan nyomd meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Az eszköz automatikusan is kikapcsol, ha 15 percig nem használják, biztonsági okokból.

Manuális villanófény mód

A manuális villanófény mód automatikusan aktiválódik, ha:

- Az eszközt függőlegesen tartod a bőrön, és röviden megnyomod a villanás gombot.
(Megjegyzés: ha nincs teljes érintkezés a bőrrel, nem lesz villanás!)

Automatikus villanófény mód

Nyomd meg a villanófény gombot 3 másodpercig, a képernyőn megjelenik az „AUTO” mód.

Ebben az esetben az eszköz automatikusan villan, amint teljesen érintkezik a bőrrel.

Ez kényelmes folyamatos használatra.

Ha vissza szeretnél térni a manuális módhoz, nyomd meg ismét a villanófény gombot 3 másodpercig.

Jéghűtés mód

A jéghűtés önállóan is használható, például ha bőrirritációt akarsz enyhíteni.

Nyomd meg a jéghűtés gombot a mód bekapcsolásához.

A képernyőn megjelenik a ❄ ikon.

Hosszan használható a bőr megnyugtatóására és a kellemetlenségek csökkentésére.

Jéghűtés + Manuális villanófény mód:

Az eszközt függőlegesen helyezd a bőrre, a villanás gombot nyomd meg kézzel.

A hűtés és a villanás egyszerre történik, csökkentve a kellemetlen érzést.

(Megjegyzés: ha nincs teljes érintkezés a bőrrel, nem lesz villanás.)

Jéghűtés + Automatikus villanófény mód:

A „AUTO” mód aktiválása után a jéghűtés és automatikus villanás egyszerre működik.

Ez a kombináció csökkenti a fájdalmat és javítja a használat kényelmét.

Megjegyzés:

Normális jelenség, ha vízcseppek jelennek meg a kezelőfejen jéghűtés közben – ez a páralecsapódás miatt van, hasonlóan mint egy hideg pohárnál meleg levegőben.

Tisztítsd le a vizet használat előtt, hogy elkerüld a véletlen villanást.

A termék műszaki paraméterei

- **Lámpa élettartama:** 900 000 villanás
- **Lámpa típusa:** Intenzív pulzáló fény (IPL)
- **Névleges feszültség:** 100–240V 50/60Hz
- **Teljesítmény:** 36W–48W
- **Hullámhossz:** 470nm–1200nm
- **Villanóterület mérete:** 3.5 cm²
- **Termék mérete:** 221×153×82mm
- **Töltő típusa:** 12V 3A DC adapter
- **Villanás színe:** Zöld fény
- **Hűtési mód:** Jég hűtés
- **Ajánlott működési hőmérséklet:** 0°C–40°C

Ellenjavallatok és óvintézkedések a biztonságos használatához

⚠ Ne használd ezt a terméket, ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll:

- Az eszköz kellemetlenséget vagy mellékhatásokat okozhat. Ha bőrzékenységet, fájdalmat, irritációt vagy bármilyen bőrreakciót tapasztalsz, **azonnal hagyd abba a használatot.**
- **Ne használd sérült bőrfelületen**, égési sérülésen, hólyagokon, sebeknél, aktív bőrfertőzéseken.
- **Terhes nők, szoptató anyák, menstruáló nők** számára nem alkalmas. Súlyos szívbetegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek **tilos a használata.**
- **Ne használd olyan területeken, ahol a bőr besugárzott volt, vagy fertőzött (például herpesz, pattanás, hematóma).**
- **Immunrendszer-gyengeséggel járó betegségek** (pl. HIV-fertőzés, lupus, erythémás betegségek, porfíria stb.) esetén tilos a használata.
- **Vérzési rendellenességek** vagy véralvadási problémák esetén nem ajánlott.
- **Szívbetegségben, alacsony vérnyomásban, vérkeringési problémában, visszérben** szenvedőknek nem ajánlott.

- **Fényérzékeny bőr** vagy allergiás reakciókra hajlamos bőr esetén ne használd.
- **Ne használd a szem környékén!**
- **Óvatosan használd**, ha olyan bőrápoló termékeket használsz, amelyek **hámlasztó savakat** (pl. AHA, BHA, retinoidok, azelainsav) tartalmaznak – ezek fényérzékenyvé tehetik a bőrt.
- **Vitamintartalmú bőrápoló termékek használata után is várj egy ideig** a készülék használatával.
- **⚠ Ne használd a készüléket, ha injekciós feltöltő anyagokat vagy botoxot használtak az adott területen.**
- **⚠ A szőrtelenítési területet tartsd tisztán és szárazon.** Nedves vagy izzadt bőr befolyásolhatja a működést vagy akár károsíthatja a készüléket.
- **⚠ Ne használd az eszközt olyan bőrön, ahol tetoválás, sötét foltok, barna vagy fekete anyajegyek, szeplők, hegek vagy bármilyen bőrhiba található.** Ezek a területek több fényt nyelhetnek el, ami égési sérüléshez vezethet.
- **⚠ Ne használd a készüléket fej, fül, mellbimbó, nemi szervek vagy végbélnyílás körül.** Ezek a területeken vékonyabb a bőr és magasabb az égési sérülés kockázata.
- **⚠ Ha pikkelysömöröd, ekcémád, hólyagjaid, vagy más bőrbetegséged van, tilos a használat.** Ha nem vagy biztos benne, előtte konzultálj orvossal.
- **⚠ A napégette bőrt nem szabad kezelni,** csak miután teljesen meggyógyult. Napégés utáni azonnali használat súlyosbíthatja az állapotot.
- **⚠ Ne használd a készüléket közvetlenül fürdés, forró fürdő, szauna vagy testápolók és kozmetikumok használata után.** Ezek érzékenyebbé tehetik a bőrt.

Használat és karbantartás

Használd védőszemüveget a készülék működtetése közben.

A használat során a készüléket a kezelendő bőrfelülethez érintve tartsd, ügyelve arra, hogy a bőr tiszta, száraz, és szőrtelenített legyen.

A legjobb eredmény érdekében használd a megfelelő energiaszintet és módot a bőrtípusodhoz. Ha érzékeny bőröd van, kezd alacsony energiaszinten, majd növeld, ha nem tapasztalsz kellemetlenséget.

Használat után javasolt **nyugtató gél vagy jég hatású krém használata** az esetleges bőrpír enyhítésére.

Használat után legalább 3 napig kerüld a napfényt, vagy használd magas faktorszámú fényvédőt (SPF50+) a kezelt területen.

Javasolt a növényi alapú hidratáló és nyugtató termékek használata, hogy segítse a bőr regenerálódását.

Figyelmeztetés

- Ne nézz közvetlenül a készülék fényébe, mert a kibocsátott erős fény károsíthatja a szemet.
- Normál működési körülmények között ne érintse meg közvetlenül a készülék kimeneti nyílását, mert a hőmérséklet magas lehet, és égési sérülést okozhat a bőrön.

Utasítások

1. Tisztítsa a készülék felületét puha, száraz ruhával, ne használjon alkoholt.
2. Ne tegye az eszközt vízbe, és ne használja tartozékait víz közelében.
3. Tartsa a készüléket jól szellőző, száraz környezetben, gyermekektől távol.
4. Ne takarja le a hűtőnyílást, mert áramütés vagy tűzveszély léphet fel.
5. Ha a készülék sérült vagy véletlenül folyadék kerül bele, hagyja abba a használatát, húzza ki a tápegységet, és forduljon a gyártóhoz vagy szakemberhez javítás céljából.
6. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
7. Ha a készülék rendellenesen működik, küldje vissza a gyártónak a tartozékokkal együtt, hogy szakember javítsa meg.

Egyéb figyelmeztetések

- Normál működési körülmények között a készülék nem ártalmas az emberi testre, de a helytelen használat kárt okozhat.
- Terhes nők a használat előtt kérjék ki orvos tanácsát.
- Ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak, például papír, ruha vagy haj közelében.
- Kerülje az oldószerek, alkohol vagy folyadékok kifröccsenését a készülékre.
- Ne használja más személyen, mert sérülést okozhat.
- Ne használja egy helyen túl hosszán, kerülje a túlzott impulzusokat és az ismételt használatot, mert ez károsíthatja a bőrt.
- A túlzott használat szemkárosodást okozhat, ezért ne használja a készüléket közvetlenül a szem felett vagy a szem közelében.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el:

※ Használat előtt tisztítsa meg a bőrfelületet, és győződjön meg róla, hogy teljesen száraz. Ezután vigye fel a gélpasztát (ha szükséges).

※ Az optimális működés érdekében kérjük, használat előtt kb. 20 percig tartsa a készüléket szobahőmérsékleten. Ha a készüléket hűvös vagy hideg környezetből hozták be, várjon kb. 2 órát használat előtt.

※ Ne használja a terméket gyúlékony, robbanásveszélyes gázok vagy folyadékok közelében. Ez áramütést vagy más veszélyt okozhat.

※ A környezeti hőmérséklet, ahol a készüléket használják, 10–45°C között legyen. Használat előtt ellenőrizze a szobahőmérsékletet.

◆ Ne használja a következő testfelületeken, illetve az alábbi állapotok fennállása esetén:

1. A termék nem használható betegségek kezelésére.
2. Terhes nők ne használják a terméket.
3. Ne használja a készüléket a szív közelében.
4. Ne használja a terméket fémimplantátumok esetén a bőr alatt.
5. Ne használja nyálkahártyán, érzékeny bőrfelületen vagy szem körül.
6. Ne használja a terméket, ha a bőr sérült.

7. Ha bőrproblémák vagy meghibásodás lép fel, hagyja abba a használatot.
8. Ne rázza a készüléket erőteljesen, különösen kikapcsolt állapotban.
9. Ne tegye ki a terméket napfénynek vagy hőnek, mert az károsíthatja.

További figyelmeztetések:

- ※ A készülék bekapcsolása után a bőr enyhén melegedhet vagy pirosodhat – ez normális.
- ※ Ne használja ugyanazt a területet hosszabb ideig – ajánlott kb. 10 perc használat után 10 perc pihenőidő.
- ※ Ha bármilyen rendellenes működést észlel (furcsa hang, szag, füst stb.), azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa.
- ※ Használat közben ne nézzen közvetlenül a lámpába – használjon védőszemüveget.
- ※ A készülék első használatakor ne használja maximális erősségen.
- ※ Ha a bőrteszt során kellemetlenséget, irritációt vagy égő érzést tapasztal, ne használja a készüléket azon a területen.
- ※ A készülék UV-sugárzást bocsáthat ki – ne irányítsa érzékeny testrészekre.

Bőrzérékenységi teszt

Az első használat előtt javasolt érzékenységi tesztet végezni a kezelendő területen.

- Tisztítsd meg alaposan a bőrt, távolítsd el a szennyeződések, krémet, olajat, sminket vagy izzadságot.
- Ha maradt szőr, borotválj le, hogy a fény közvetlenül a bőrhöz érjen.
- Válaszd ki a legalacsonyabb energiafokozatot, és próbáld ki a készüléket.
- 2 óra múlva ellenőrizd a bőrt: ha nincs irritáció, biztonsággal folytatható a kezelés.

Alkalmazhatósági táblázat:

- Fehér, sárga, barna és fekete szőr esetén működik világosabb bőrön.
- Szürke, szőke vagy vörös szőrön, illetve nagyon sötét bőrön nem használható.

Energia kiválasztása

Mindig a legalacsonyabb szintről indulj, és fokozatosan növeld, amíg kényelmesnek érzed.

Ha a bőröd kipirosodik vagy túlmelegszik, csökkentsd a szintet.

Használati lépések

1. Távolítsd el a szőrt a kezelendő területről (borotválás ajánlott).
2. Csatlakoztasd a készüléket az adapterhez, majd a hálózathoz.
3. Tedd a készüléket a bőrre, és válaszd ki az energiaszintet.
4. Nyomd meg a gombot a villanás elindításához.
5. Haladj végig a kezelendő területen.

Tippek a használatához

- A folyamatos villanások hőt termelnek, ezért használj hűtőgél vagy hideg törlőkendőt a bőr megnyugtatóására.
- A kezelés után 30 percig kerüld a vizet, majd hidratáld a bőrt.
- Az első 4–6 hétben heti 2–3 alkalommal használd. Később elég 1–2 hetente ismételni a szőrnövekedés alapján.

Kezelési ütemezés

- 1–3. hét: heti 3 alkalom
- 4–6. hét: heti 2 alkalom
- 7. hét után: szükség szerint, általában 2–4 hetente

Szőrtelenítés utáni ápolás

- Az első 6 órában ne érje víz a kezelt területet.
- Használj hidratáló krémet vagy aloe gélt.
- Kerüld a szaunát, forró fürdőt és napozást legalább 24 órán át.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítsd a készüléket puha, száraz ruhával.
- Ne használj alkoholtartalmú, maró vagy olajos tisztítószereket.
- Száraz, hűvös helyen tárold, közvetlen napfénytől védve.

Gyakori kérdések és problémák

- A készülék nem kapcsol be → Ellenőrizd a tápellátást.
- Nincs villanás → Győződj meg róla, hogy a készülék teljesen érintkezik a bőrrel.
- A hatás gyenge → Használd rendszeresen, és válaszd a megfelelő energiaszintet.

- A bőr kipirosodik → Csökkentsd az intenzitást, hűtsd a bőrt, és hidratáld.